

Anleitung

1. Registrierung in drei Schritten

- Sie registrieren sich unter <https://befund.labor-limbach.de>

The image shows two screenshots of the web interface. The left screenshot is titled 'Anmelden zu MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR' and features a login form with fields for 'Benutzername' and 'Passwort', a 'Passwort vergessen?' link, and a 'Zugang beantragen' link. The right screenshot is titled 'Zugang beantragen' and contains a form with fields for 'Einrichtung', 'Vorname', 'Nachname', 'Telefon', and 'E-Mail', along with an 'Abschicken' button. A red dashed arrow points from the 'Zugang beantragen' link in the first screenshot to the registration form in the second.

- Wir schalten Sie als Nutzer frei, woraufhin Sie von uns zwei E-Mails erhalten: eine mit Ihrem Nutzernamen und eine mit einem Einmalkennwort.
- Sie können sich dann einloggen, Ihr individuelles Kennwort erstellen und haben sofort Zugriff auf Ihre Befunde.

1. Registrierung – Passwort vergessen?

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dieses ohne Probleme zurücksetzen lassen. Tragen Sie hierzu Ihren bekannten Benutzernamen und die im System hinterlegte E-Mail-Adresse ein. Ein neues Passwort wird Ihnen via E-Mail zugesendet.

Mit diesem neuen Passwort können Sie sich nun wieder in das System einloggen.

Nach erfolgreichem Log-in müssen Sie sich ein neues Passwort zuweisen.

Hierzu geben Sie einmal das via E-Mail versandte Passwort ein und zweimal Ihr neu gewähltes Passwort.

The image shows a screenshot of the login page titled 'Anmelden zu MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR'. It features a login form with fields for 'Benutzername' and 'Passwort', and an 'Anmelden' button. A red box highlights the 'Passwort vergessen?' link at the bottom of the page.

2. Log-in

Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an.

Anmelden zu MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR

Benutzername

Passwort

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)
[Zugang beantragen](#)

3. Profil anlegen

Legen Sie Ihr Profil an:

- Am rechten oberen Rand auf Benutzername klicken
- „Mein Profil“ auswählen
- Reiter „Allgemein“ anklicken
- Daten ergänzen:
Vollständiger Name, Telefon, E-Mail, Passwort, Sprache
- Änderungen speichern

Max Mustermann

Mein Profil

Meine Einsender

FAQs

Benutzerhandbuch

Abmelden

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Labor einfach online

Max Mustermann

Befunde suchen...

Übersicht

Aktuellste Befunde

Test, Telefon *25.06.1977	24.01.2022 13:37
Test, Quant-CoV-2 *01.01.1900	15.01.2022 17:28
Test, Quant-CoV-2 *01.01.1900	15.01.2022 17:27
Test, Quant-CoV-2 *01.01.1900	15.01.2022 17:23
Test, Quant-CoV-2 *01.01.1900	15.01.2022 17:22
Test, CORMUTP ThermoFisher *01.01.1986	15.01.2022 17:14
Sgl, Diaplazentat *24.12.2021	11.01.2022 17:01
Test, CoV2GS *01.01.1900	05.01.2022 16:13

News

Herzlich Willkommen!

01.09.2021 15:10
Anne Hinkel

Wir freuen uns sehr, dass Sie unser neues System nutzen!

[Mehr lesen...](#)

Befundkalender

Januar 2022 Heute

Tag Woche Monat

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | Labor einfach online

Max Mustermann

Befunde suchen...

Mein Profil

Allgemein Optionen

Benutzername

dvoelker

Vollständiger Name

Max Mustermann

Telefon

06221 34323

E-Mail

mustermann@labor-limbach.de

Passwort

Bitte geben Sie ein Passwort ein

Bitte wiederholen Sie das eingegebene Passwort

Sprache

Deutsch

Zusätzliche Aufgaben

Meine Geräte

3. Profil anlegen

Mein Profil

Optionen

Befunddarstellung

Ja Referenzwert graphisch in der Befundansicht darstellen Nein Angaben zur Schwangerschaft in der Befundliste
! Nur verfügbar, wenn Aufträge via MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR erstellt werden.

Auftragslisten

Nein Druckstatus in 'Vorbereitet' und 'Geplant' anzeigen

Kontoeinstellungen

Ja Erhalte Informationen über Kontosperrungen per Email

Ja Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

Reiter „Optionen“ > „Ja/Nein“ wählen bei folgenden Feldern:

- Referenzwert graphisch in der Befundansicht darstellen
- Erhalte Informationen über Kontosperrungen per E-Mail
- Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren
- Angaben zur Schwangerschaft in der Befundliste
- Änderungen speichern

4. Befundansicht einsehen

Meine Befunde - Letzten 7 Tage

Gemerkt 1 Alle 3 Neu 4 Pathologisch 1

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Patient	Geburtsdatum	Anforderungs-Ident	Arzt	Einsender	Befunddatum	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test, Telefon	25.06.1977 (44)	298117322		Testkunde Labor Limbach HD	24.01.2022 13:32	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116977		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:29	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116974		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116975		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:23	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116976		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:23	<input type="checkbox"/>

Filter

Suchbegriff

- E Endbefund
- T Teilbefund
- V Vorläufiger Befund
- N Nachforderung
- A Archivbefund
- Archivierte Befunde
- Facharzt
- Laborgemeinschaft
- Mikrobiologie

In der Befundauskunft können Sie die Testresultate Ihrer Patienten anschauen

Klick auf „Meine Befunde“ am linken Bildschirmrand

- Aktuelle Befunde kann man sich mit Klick auf „Nur Heute“ anzeigen lassen.
- Kumulative Befundansicht ist über die Auswahl rechts (> „Alle“ anklicken) möglich.

4. Befundansicht einsehen

<input type="checkbox"/>		Patient	Geburtsdatum	Anforderungs-Ident	Arzt	Einsender	Befunddatum	
<input type="checkbox"/>		Test, Telefon	25.06.1977 (44)	298117322		Testkunde Labor Limbach HD	24.01.2022 13:32	
<input type="checkbox"/>		Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116977		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:29	
<input type="checkbox"/>		Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116974		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:23	
<input type="checkbox"/>		Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116975		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:23	
<input type="checkbox"/>		Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116976		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:23	

Klick auf Dokumente ermöglicht Ansicht aller Befundversionen als PDF-Ansicht.

The screenshot shows the 'Meine Befunde' page with a detailed view of a report. The report header includes patient name 'Test, Telefon', birth date '25.06.1977 (44)', and request ID '298117322'. The test results section shows 'Ergebnis: Einzel' with 'CK-MB (U)' at '208 U/L' and 'Anzahl CK-MB (I)' at '7.00 %'. A 'Drucken' button is highlighted with a red box at the bottom right of the report area.

The screenshot shows the 'Meine Befunde' page with a list of test results. The table has columns for Patient, Geburtsdatum, Anforderungs-Ident, Arzt, Einsender, and Befunddatum. The first four rows are selected with checkboxes. Below the table, a 'Drucken' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the left.

- Klick auf „Drucken“ > PDF-Ansicht öffnet sich in neuem Fenster.
- Mehrere Befunde können mit einem Haken ausgewählt werden.

4. Befundansicht einsehen

Meine Befunde - Nur Heute

Patient	Geburtsdatum	Anforderungs-Ident	Arzt	Einsender	Befunddatum
---------	--------------	--------------------	------	-----------	-------------

Filter

- E Endbefund
- T Teilbefund
- V Vorläufiger Befund
- N Nachforderung
- A Archivbefund
- Archivierte Befunde
- Facharzt
- Laborgemeinschaft
- Mikrobiologie

Zeitraum/Bereich: Wählen Sie links in der Navigation den gewünschten Zeitraum.

Meine Befunde - Letzten 7 Tage

Patient	Geburtsdatum	Anforderungs-Ident	Arzt	Einsender	Befunddatum
Test, Telefon	25.06.1977 (44)	298117322		Testkunde Labor Limbach HD	24.01.2022 13:32
Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116977		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:29
Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116974		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:23
Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116975		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 17:23
Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	298116976		Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022

Filter

- E Endbefund
- T Teilbefund
- V Vorläufiger Befund
- N Nachforderung
- A Archivbefund
- Archivierte Befunde
- Facharzt
- Laborgemeinschaft
- Mikrobiologie

Ärzte

Einsender

Befunddatum

18.01.2022

25.01.2022

Erweiterte Suche (+)

Anwenden

Filter: Gezielte Suche nach bestimmten Befunden > ausgewählten Zeitraum beachten!



4. Befundansicht einsehen

Schnellauswahl

- **Gemerkt:** Befunde markieren, die Sie schnell wieder finden möchten.
- **Alle:** Sie sehen alle Befunde, diese können Sie auch filtern (> „Filter“ am rechten Bildschirmrand).
- **Neu:** Sie sehen alle neuen, ungelesenen Befunde.
- **Pathologisch:** Grenzwerte werden im Labor festgelegt.

4. Kumulative Befundansicht

	Untersuchung	Wert	PK	Referenzbereich
	Blutbild (vollständig) (VBB)			
+	Leukozyten (Leuko)	9,88 /nl		3.86 - 12.24
+	Erythrozyten (Ery)	4,8 /pl		3.82 - 5.3
+	Hämoglobin (Hb) (Hb)	14,7 g/dl		11.3 - 15.5
+	Hämatokrit (HK)	43,8 %		35.4 - 49.1
+	MCV (mittl. Zellvolumen) (MCV)	91,3 fl		80.8 - 95.5



5. Meine Patienten

The screenshot shows the 'Meine Patienten' page with a list of patients. A red arrow points to the 'Zusätzliche Aufgaben' menu, which contains a '+ Neuer Patient' option. A filter panel is also visible on the right side of the patient list.

Patient	Geburtsdatum	Einsender	Anlagdatum
♂ Test, Telefon	25.06.1977 (44)	Testkunde Labor Limbach HD	
♂ Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	Testkunde Labor Limbach HD	
Test, CORMUTP ThermoFisher	01.01.1986 (36)	Testkunde Labor Limbach HD	
♀ Sgl, Diaplazentat	24.12.2021 (0)	Testkunde Labor Limbach HD	
Test, CoV2GS	01.01.1900 (122)	Testkunde Labor Limbach HD	
Test, Verteilung	01.01.1900 (122)	Testkunde Labor Limbach HD	
♀ Test, Epec	13.04.1976 (45)	Testkunde Labor Limbach HD	
♂ Test, Verteilung Dummy Allergie	15.10.1986 (35)	Testkunde Labor Limbach HD	
♂ Mustermann, DAKks	14.03.1960 (61)	Testkunde Labor Limbach HD	
♂ Mustermann, DAKks	15.12.1950 (71)	Testkunde Labor Limbach HD	
♀ Mbtest, TeilDurchsage	01.01.2001 (21)	Testkunde Labor Limbach HD	
Test, Nachkommastellen	25.10.1999 (22)	Testkunde Labor Limbach HD	
Test, Folge CORMUT	01.10.1988 (33)	Testkunde Labor Limbach HD	
♂ Test, Testi	25.06.1977 (44)	Testkunde Labor Limbach HD	

Übersicht aller bzw. neuer Patienten

■ Neuer Patient kann hinzugefügt werden (rechter Bildschirmrand).

The screenshot shows the 'Meine Patienten' page with a list of patients. A new column 'Anlagdatum' is visible, showing the date and time of patient creation. The filter panel on the right is also visible.

Patient	Geburtsdatum	Einsender	Anlagdatum
♂ Test, Telefon	25.06.1977 (44)	Testkunde Labor Limbach HD	24.01.2022 13:52:59
♂ Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 20:07:22
Test, CORMUTP ThermoFisher	01.01.1986 (36)	Testkunde Labor Limbach HD	16.01.2022 17:53:48
♀ Sgl, Diaplazentat	24.12.2021 (0)	Testkunde Labor Limbach HD	13.01.2022 18:48:01
Test, CoV2GS	01.01.1900 (122)	Testkunde Labor Limbach HD	05.01.2022 17:05:08
Test, Verteilung	01.01.1900 (122)	Testkunde Labor Limbach HD	05.01.2022 16:44:38
♀ Test, Epec	13.04.1976 (45)	Testkunde Labor Limbach HD	30.12.2021 12:57:06
♂ Test, Verteilung Dummy Allergie	15.10.1986 (35)	Testkunde Labor Limbach HD	18.12.2021 11:07:45
♂ Mustermann, DAKks	14.03.1960 (61)	Testkunde Labor Limbach HD	15.12.2021 12:19:23
♂ Mustermann, DAKks	15.12.1950 (71)	Testkunde Labor Limbach HD	15.12.2021 11:54:13
♀ Mbtest, TeilDurchsage	01.01.2001 (21)	Testkunde Labor Limbach HD	09.12.2021 11:18:01
Test, Nachkommastellen	25.10.1999 (22)	Testkunde Labor Limbach HD	08.12.2021 11:24:01
Test, Folge CORMUT	01.10.1988 (33)	Testkunde Labor Limbach HD	30.11.2021 21:46:21
♂ Test, Testi	25.06.1977 (44)	Testkunde Labor Limbach HD	26.11.2021 20:45:10
♂ Xtest, Karl	15.10.1995 (26)	Testkunde Labor Limbach HD	26.11.2021 17:29:27

Patientensuche kann erleichtert werden durch Filterfunktion (rechter Bildschirmrand).

5. Meine Patienten

Meine Patienten - Neu

➡ **Neu** **Alle**

Patient	Geburtsdatum	Einsender	Anlagdatum ▼
♂ Test, Telefon	25.06.1977 (44)	Testkunde Labor Limbach HD	24.01.2022 13:52:59
Test, Quant-CoV-2	01.01.1900 (122)	Testkunde Labor Limbach HD	18.01.2022 20:07:22
Test, CORMUTP ThermoFisher	01.01.1986 (36)	Testkunde Labor Limbach HD	16.01.2022 17:53:48
♀ Sgl, Diaplazentare	24.12.2021 (0)	Testkunde Labor Limbach HD	13.01.2022 18:48:01
Test, CoV2GS	01.01.1900 (122)	Testkunde Labor Limbach HD	05.01.2022 17:05:08
Test, Verteilung	01.01.1900 (122)	Testkunde Labor Limbach HD	05.01.2022 16:44:38
♀ Test, Epec	13.04.1976 (45)	Testkunde Labor Limbach HD	30.12.2021 12:57:06
♂ Test, Verteilung Dummy Allergie	15.10.1986 (35)	Testkunde Labor Limbach HD	18.12.2021 11:07:45
♂ Mustermann, DAkks	14.03.1960 (61)	Testkunde Labor Limbach HD	15.12.2021 12:19:23
♂ Mustermann, DAkks	15.12.1950 (71)	Testkunde Labor Limbach HD	15.12.2021 11:54:13
♀ MTest, TeilDurchsage	01.01.2001 (21)	Testkunde Labor Limbach HD	09.12.2021 11:18:01
Test, Nachkommastellen	25.10.1999 (22)	Testkunde Labor Limbach HD	08.12.2021 11:24:01
Test, Folge CORMUT	01.10.1988 (33)	Testkunde Labor Limbach HD	30.11.2021 21:46:21
♂ Test, Testi	25.06.1977 (44)	Testkunde Labor Limbach HD	26.11.2021 20:45:10

Schnellauswahl (analog zu „Meine Befunde“)

- Neu
- Alle

6. Meine Labore

Meine Labore Laborinformationen

Laborinformationen

Bezeichnung	Straße	PLZ	Ort	Website	E-Mail	Telefon	Fax
MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen	Im Breitspiel 16	69126	Heidelberg	www.labor-limbach.de	info@labor-limbach.de	06221-3432-0	06221-3432-110
Laborgemeinschaft Rhein-Neckar	Im Breitspiel 16	69126	Heidelberg			06221-3432-136	06221-3432-152

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GBR | Labor einfach online.
 © 2022 MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GBR | vireq software solutions GmbH & Co. KG
 Version 21.03.30 vom 26.10.2021 - Systemzeit: 25.01.2022 15:00:51

Hier sehen Sie Ihre Labore.