

Empfänger

**Geschäftsleitung**  
Dr. med. Martina Fliser  
Dr. med. Martin Holfelder  
Joachim Halbig

**Fachärzte**  
Dr. med. Dörte Beier  
Carmen Black  
Dr. med. univ.  
Irena Crnkovic-Mertens  
Helene Derksen  
Prof. Dr. med. Peter Findeisen  
Dr. med. Martina Fliser\*  
Dr. med.  
Gabriele Genthner-Grimm  
Roya Karbaf  
Dr. med. Hans-Jakob Limbach\*  
Dr. med. Cyrill Müller  
Joachim Singer  
Dr. med. Stefan Walch  
Fachärzte für  
Laboratoriumsmedizin  
Prof. Dr. med. Herbert Hof  
Dr. med. Klaus Oberdorfer  
Fachärzte für Mikrobiologie,  
Virologie und Infektions-  
epidemiologie/Hygiene  
und Umweltmedizin/Labora-  
toriumsmedizin  
Dr. med. Annemarie Fahr  
Dr. med. Martin Holfelder\*  
Fachärzte für Laboratoriums-  
medizin / Mikrobiologie,  
Virologie und Infektions-  
epidemiologie  
Dr. med. univ. Ilka Steiner  
Fachärztin für Laboratoriums-  
medizin / Mikrobiologie, Virolo-  
gie und Infektionsepidemiolo-  
gie / Klinische Pharmakologie  
Dr. med. Konrad Bode  
Dr. med.  
Torsten Schmidt-Wieland  
Sabine Singer  
Fachärzte für  
Mikrobiologie, Virologie und  
Infektionsepidemiologie  
Dr. med. Sabine Schütt  
Prof. Dr. med.  
Constanze Wendt  
Fachärztinnen für  
Mikrobiologie, Virologie und  
Infektionsepidemiologie /  
Hygiene und Umweltmedizin  
Dr. med. Gabriele Porsch  
Fachärztin für Hygiene  
PD Dr. med. Karin Janetzko  
Fachärztin für Transfusions-  
medizin / Laboratoriums-  
medizin

\*Ärztliche Leitung

Heidelberg, 04.04.2023

**Important laboratory information:  
Change of method for angiotensin II determination as of 01.05.2023.**

Dear Sir or Madam,

With this letter, we would like to inform you that we will change the method of angiotensin II determination as of 01.05.2023.

With the change from RIA\* (DiaSource Diagnostics) to CLIA\*\* (Snibe Diagnostics), the reference ranges for the evaluation of the results will also change.

If you use remote laboratory data transmission (RDT), please note that new assignments may be required in your physician or hospital information system due to the changed analysis abbreviation.

Analysis abbreviation OLD	Analysis abbreviation NEW
ANTE	ANTEN

**New reference range: 25–60 pg/ml**

Note that angiotensin II levels are affected by orthostasis. The new reference range is based on a supine patient blood draw.

We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Please contact:

Ms. Helene Derksen

Tel.: +49 6221 3432-681

E-Mail: helene.derksen@labor-limbach.de

**With kind regards,**

**MVZ Dr. Limbach & Kollegen GbR**

\* RIA: Radioimmunoassay, \*\* CLIA: Chemiluminescence Immunoassay