

Empfänger

**Geschäftsleitung**  
Dr. med. Martina Fliser  
Dr. med. Martin Holfelder

**Fachärzte**  
Dr. med. Dörte Beier  
Carmen Black  
Dr. Irena Crnkovic-Mertens  
Helene Derksen  
Prof. Dr. med. Peter Findeisen  
Dr. med. Martina Fliser\*  
Dr. med.  
Gabriele Genthner-Grimm  
Dr. med. Anne-Sophie Limbach  
MUDr. Hans Jakob Limbach  
Dr. med. Hans-Jakob Limbach\*  
Dr. med. Kai-Jürgen Lüthgens  
Dr. med. Cyrill Müller  
Joachim Singer  
Dr. med. Margot Thiaucourt  
Fachärzte für  
Laboratoriumsmedizin  
Prof. Dr. med. Herbert Hof  
Dr. med. Klaus Oberdorfer  
Fachärzte für Mikrobiologie,  
Virologie und Infektions-  
epidemiologie/Hygiene  
und Umweltmedizin/Labora-  
toriumsmedizin  
Dr. med. Martin Holfelder\*  
Facharzt für Laboratoriums-  
medizin / Mikrobiologie,  
Virologie und Infektions-  
epidemiologie  
Dr. med. univ. Ilka Steiner  
Fachärztin für Laboratoriums-  
medizin / Mikrobiologie, Virolo-  
gie und Infektionsepidemio-  
logie / Klinische Pharmakologie  
Dr. med. Konrad Bode  
Dr. med. Alessa Boschert  
Dr. med. Käti-Andrea Koch  
Dr. med. Jan Kubis  
Dr. med.  
Torsten Schmidt-Wieland  
Sabine Singer  
Fachärzte für  
Mikrobiologie, Virologie und  
Infektionsepidemiologie  
Dr. med. Sabine Schütt  
Prof. Dr. med.  
Constanze Wendt  
Fachärztinnen für  
Mikrobiologie, Virologie und  
Infektionsepidemiologie/  
Hygiene und Umweltmedizin  
PD Dr. med. Karin Janetzko  
Fachärztin für Transfusions-  
medizin / Laboratoriums-  
medizin

Heidelberg, 30.04.2025

**Umstellung der Phospholipase-A2-Rezeptor-Ak  
(PLA2-R-Ak) von IFT auf ELISA**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Umstellung der routinemäßigen Bestimmung von PLA2-R-Ak (Phospholipase-A2-Rezeptor-Ak) von IFT auf ELISA zum 01.05.2025 informieren.

Die Diagnostik mittels IFT wird weiterhin eingeschränkt zur Verfügung stehen. Bei einer Wertelage des ELISA im Graubereich (2,0 – 20 RU/ml) empfehlen wir zur Diagnosesicherung die Bestimmung mittels IFT.

	alt	neu
Maßeinheit	Titer	RU/ml
Richtwerte	1 : < 10	negativ: < 2,0 Graubereich: 2,0 – 20 positiv: > 20
Befundkürzel	PLA2R	PLA2RE

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

**Technische Fragen:** Steffen Busch                      Tel.: +49 6221 3432-486  
**Medizinische Fragen:** Dr. med. Dörte Beier            Tel.: +49 6221 3432-578

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [www.labor-limbach.de](http://www.labor-limbach.de)

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen

\*Ärztliche Leitung