

Wichtige Laborinformation:

Änderung der AFP-Bestimmungsmethode im Fruchtwasser ab dem 01.08.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass wir ab dem 01.08.2023 eine Änderung der AFP-Bestimmungsmethode im Fruchtwasser vornehmen werden. Wir wechseln von der ECLIA-Methode der Firma Roche zu einer CE-zertifizierten Methode der Firma ThermoScientific (TRACE Technologie). Im Zuge dieser Umstellung werden sich auch die Referenzbereiche geringfügig ändern.

Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnung und Bewertung der AFP-MoMs nicht ändern werden.

Normalwerte von AFP im Fruchtwasser

Schwangerschaftswoche SSW	Median (kU/l)
14	14600
15	15580
16	14870
17	12980
18	10630
19	8835
20	7350
21	5188
22	4230
23	3557
24	3001

Wir stehen Ihnen bei Fragen oder Unklarheiten gerne zur Verfügung und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Bitte wenden Sie sich an:

Frau Helene Derksen

Tel.: +49 6221 3432-681

E-Mail: helene.derksen@labor-limbach.de

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen